

エル
Q.くりん Jr

手を汚さずに手洗い可能。
15~60秒調節可能な
自動停止機能搭載

**オゾン水
6.0ℓ/分**



Q.くりんは水道水をオゾン水にする機械です。


- 調理作業前に洗浄タンクに溜めたオゾン水の中に野菜や果物、魚介類をつけ、洗浄・除菌・脱臭をします。
- 調理中、または調理後は厨房機器や床壁面側溝の洗浄除菌・脱臭・ヌメリ取りに用います。
- 岩盤浴や温泉など、塩素が使用できない施設でのオゾン水を利用した衛生管理ができます。

主な使用先：
厨房・小規模複数の衛生管理が必要な部屋・温泉・岩盤浴 など



Q.くりんは安心して、おいしいものを供給する為の健康生成器。

先止めタイプのため、本体から分岐させて複数の蛇口を設置したり、洗浄ガンに接続したりして、様々な用途での洗浄除菌が可能となりました。




- 水冷方式
安定した濃度と水量(5.5ℓ~16.5ℓ/分)で長時間供給でき、常に変わらない除菌・脱臭をします。
- 先止め方式
ホースや洗浄ガンなどの取り扱いが可能になり、使用範囲が広くなりました。
- 設置場所を選びません
蛇口があれば、どんな場所でも水道感覚でオゾン水が使用できます。
- コンパクトボディ
コンパクトボディなうえ移動用キャリー付きでどこにでも簡単に運べます。
- 環境にやさしい(塩素・次亜塩素フリー)
塩素や薬品を使わず除菌・脱臭します。使用後は酸素と水に分解し、まったく残留性はありません。
- ランニングコストに貢献します

for USE

- ・手洗い
- ・野菜・食材の除菌
- ・農薬の分解
- ・まな板・包丁の除菌
- ・床やシンクのヌメリや臭い取り

**ノロウイルスを15秒で90%
30秒以内に99%以上を不活性化。**

Q.くりん(オゾン水)によるウイルス不活性化試験
(分析機関:財団法人日本食品分析センター)



- ・小型水冷式(特許取得)
- ・最大30ℓ/分のオゾン水
- ・0.15円/ℓは除菌水としてはNo.1の安さ・ノロウイルス、O-157も確実にシャットアウト
- ・原料は水と空気(酸素)だけ
- ・オゾン水濃度計(UV式)機能・HACCP対応
- ・リーズナブルに簡単メンテナンス



オゾン水量	オゾン水蛇口目安	オゾン水濃度	オゾンガス	消費電力
6.0ℓ/分	-	0.6~1.0mg/l	-	30W(AC100V)
外形寸法	オゾン水濃度計	重量	キャリー(移動)セット	-
W255×D155×H306 W320×D155×H306)	-	6kg(8kg)	-	-